

## Таблица совместимости наконечников Tarsons

Найдите подходящие наконечники для любого дозатора в вашей лаборатории.

### Наконечники без фильтра

Описание	Biohit	Eppendorf	Finnipipet	Gilson	Nishiriyo	Rainin	Tarsons
<b>10 мкл - длина 34 мм</b> 521000, 521100, 522100, 520010, 521105, 521127	●	●	●	●	●	●	●
<b>10XL/20 мкл - длина 44 мм</b> 521050, 521108, 522108, 521110, 521112, 520011	●	●	●	●	●	●	●
<b>200 мкл - с фаской - длина 51 мм</b> 521010, 521010-Y	●	●	●	●			●
<b>200 мкл - градуированные - длина 53 мм</b> 521014, 521014-Y, 521101, 521101-Y, 522101, 522101-Y, 521106, 521113, 520012	●	●	●	●	●	●	●
<b>250 мкл - градуированные - длина 55 мм</b> 521019, 521107, 522109	●	●	●	●	●	●	●
<b>300 мкл - градуированные - длина 55 мм</b> 521015, 521102, 522102, 521109, 521114, 520013	●	●	●	●	●	●	●
<b>1000 мкл - с фаской - длина 71 мм</b> 521020, 521020-B		●	●				●
<b>1000 мкл - градуированные - длина 71 мм</b> 521016, 521016-B, 521103, 521103-B, 522103, 522103-B, 521126, 521115, 520014		●	●	●			●
<b>1000 мкл - с широким отверстием - длина 73 мм</b> 521017		●	●	●			●
<b>1250 мкл - длина 75 мм</b> 521040, 521104, 522104		●	●	●			●
<b>1250 XL мкл - длина 98 мм</b> 521018, 521111, 522105		●	●	●			●
<b>5 мл - длина 150 мм</b> 521032				●			●
<b>5 мл - длина 147 мм</b> 521036			●				
<b>5 мл - градуированные - длина 120 мм</b> 521031		●					●
<b>10 мл - градуированные - длина 165 мм</b> 521033		●		●			●
<b>10 мл - градуированные - длина 243 мм</b> 521034		●		●			●



## Наконечники MAXIPENSE (с низкой адгезией)

Описание	Biohit	Eppendorf	Finnpipet	Gilson	Nishiriyo	Rainin	Tarsons
<b>10 мкл - длина 34 мм</b> 523100, 524100, 526100, 521116, 521121, 520031	●	●	●	●	●	●	●
<b>10XL/20 мкл - длина 44 мм</b> 523109, 524108, 526108, 521117, 521122, 520032	●	●	●	●	●	●	●
<b>200 мкл - с фаской - длина 51 мм</b> 523101	●	●	●	●	●	●	●
<b>200 мкл - градуированные - длина 53 мм</b> 523102, 524101, 526101, 521118, 521123, 520033	●	●	●	●	●	●	●
<b>250 мкл - градуированные - длина 55 мм</b> 523108, 524109, 526109	●	●	●	●	●	●	●
<b>300 мкл - градуированные - длина 55 мм</b> 523103, 524102, 526102, 521119, 521124, 520034	●	●	●	●	●	●	●
<b>1000 мкл - с фаской - длина 71 мм</b> 523104		●	●	●			●
<b>1000 мкл - градуированные - длина 71 мм</b> 523105, 524103, 526103, 521120, 521125, 520035		●	●	●			●
<b>1000 мкл - с широким отверстием - длина 73 мм</b> 523106		●	●	●			●
<b>1250 мкл - длина 75 мм</b> 523107, 524104, 526104		●	●	●			●
<b>1250 XL мкл - длина 98 мм</b> 523200, 524105, 526105		●	●	●			●

## Наконечники с фильтром

Описание	Biohit	Eppendorf	Finnpipet	Gilson	Nishiriyo	Rainin	Tarsons
<b>10 мкл - длина 34 мм</b> 527100, 528100, 520037	●	●	●	●	●	●	●
<b>10XL/20 мкл - длина 44 мм</b> 527108, 528108, 520038	●	●	●	●	●	●	●
<b>20 мкл - длина 53 мм</b> 527101, 528101, 520039	●	●	●	●	●	●	●
<b>50 мкл - длина 55 мм</b> 527102, 528102, 520040	●	●	●	●	●	●	●
<b>100 мкл - длина 55 мм</b> 527103, 528103, 520041	●	●	●	●	●	●	●
<b>200 мкл - длина 55 мм</b> 527104, 528104, 520042	●	●	●	●	●	●	●
<b>300 мкл - длина 55 мм</b> 527105, 528105, 520043	●	●	●	●	●	●	●
<b>1000 мкл - длина 75 мм</b> 527106, 528106, 520044		●	●	●	●	●	●
<b>1250 XL мкл - длина 98 мм</b> 527107, 528107		●	●	●			●

